




Análisis de Legionella ISO 11731:2017

Muestra Líquida



Inscrita el 31 octubre de 2012, en el Registro Mercantil de Valladolid, tomo 1429, folio 218, inscripción 1ª, hoja VA-25213.

Medios Preparados ISO:

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------|
| PO5072A | Legionella BCYE Medium. | 20 placas |
| PO5028A | Legionella BCYE Agar sin cisteína. | 20 placas |
| PO5325A | Legionella BYCE con antibióticos | 20 placas |
| PO5071A | Legionella MWY Selective Medium. | 20 placas |
| PO0245A | Legionella GVPC Selective Medium | 20 placas |
| GFB01 | Legionella Acid Buffer Solution | 6 x 1000 ml |
| BR0052G | Ringers Solution ¼ Strength tablets | 100 tabletas |
| BR0014G | Phosphate Buffered Saline PBS | 100 tabletas |

Test de aglutinación de látex (serogrupos de *L. pneumophila*)

DR800M Legionella Látex Test
 Serogrupo 1
 Serogrupos 2 – 14.
 Otras especies de *Legionella*.



Otros test especializados para *L. pneumophila* (si se requieren).