




Análisis de Legionella ISO 11731:2017 Revisada y confirmada en 2022

Muestra Líquida



Subcultivar colonias características en:
BCYE y BCYE-Cys (o Agar sangre **PB5039A**, Agar nutritivo **PO5025A**, o TSA **PO5012A**)

Medios Preparados ISO:

PO5072A	Legionella BCYE Medium.	20 placas
PO5028A	Legionella BCYE Agar sin cisteína.	20 placas
PO5325A	Legionella BYCE con antibióticos	20 placas
PO5071A	Legionella MWY Selective Medium.	20 placas
PO0245A	Legionella GVPK Selective Medium (PO5074A)	20 placas
GFB01	Legionella Acid Buffer Solution	6 x 1000 ml
BR0052G	Ringers Solution ¼ Strength tablets	100 tabletas
BR0014G	Phosphate Buffered Saline PBS	100 tabletas

Test de aglutinación de látex (**serogrupos de *L. pneumophila***)

DR800M Legionella Látex Test
 Serogrupo 1
 Serogrupos 2 – 14.
 Otras especies de *Legionella*.



Otros test especializados para *L. pneumophila* (si se requieren).