



Kits para el muestreo de superficies

Nuevos kits de superficie, formados por un escobillón y un tubo con caldo tamponado junto con agentes neutralizantes. Kits destinados a la toma de muestras en superficies para realizar posteriores análisis microbiológicos.

El producto es de un solo uso y se comercializa **esterilizado por radiación**.

El escobillón está compuesto por un soporte de poliestireno, con un punto de rotura (sólo en la referencia **200398**) y una cabeza fabricada en material de viscosa. El tubo incorpora un tapón a presión o a rosca.

El kit debe ser empleado por personal correctamente instruido y especializado en la realización de muestreos de superficies.

Se presentan embolsados de forma unitaria en formato peel-pack.

El kit se complementa con la plantilla de muestreo (**200396P**). Dispone de un área recortada de 4x5cm para realizar el muestreo, es **estéril** y se presenta envasada en flow-pack.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	200398	10 ml Neutralizante en tubo con faldón + Escob. Viscosa	STERILE R	6x80	10,30	0,0560
2	200399	5 ml Neutralizante en tubo sin faldón + Escob. Viscosa	STERILE R	6x100	10,26	0,0560
3	200396P	plantilla muestreo de superficies 4x5 cm	STERILE R	20	0,75	0,0015



Kits para el muestreo de canales de carne

Diseñados según la normativa internacional **ISO 17604**.

Directivas y reglamentos europeos para el **muestreo de canales o carcasas de carne**.

El kit se compone de:

- Frasco conteniendo 25 ml de agua de peptona tamponada y estéril
- Plantilla estéril envasada en flow-pack
- Esponja abrasiva

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
200393.V	kit de muestreo con esponja	STERILE R	20	3,00	0,025
200393P	plantilla muestreo de carnes 10x10 cm	STERILE R	20	0,75	0,0051



SISTEMAS AVANZADOS DE ANÁLISIS, S.L.

CIF: B-47700026

C/. Cardenal Torquemada, 24

Tel. 983 251 143 • 637 596 017

47010 VALLADOLID

www.analisisavanzados.com